

全周期康复“神器”



BIOLOGICAL FEEDBACK ELECTRICAL STIMULATION THERAPY DEVICE ESA-F01

# 生物反馈电刺激治疗仪 ESA-F01



# 生物反馈电刺激治疗仪ESA-F01

BIOLOGICAL FEEDBACK ELECTRICAL STIMULATION THERAPY DEVICE ESA-F01

智能生物反馈协同治疗仪是一款生物反馈电刺激治疗设备。由一台管理主机，协同管理多台治疗设备,完成多项目、多人、多部位治疗的生物反馈电刺激治疗仪。

01


支持精准评估，采用国际标准的表面肌电评估方式 (有正常对照值)

## 盆底肌电评估

- ① 标准化全面评估盆底肌功能
- ② 评估全程语音与模板同时提示
- ③ 评估后自主生成评估报告和流程化治疗方案

| 阶段            | 指标              | 测试值   | 参考值     |
|---------------|-----------------|-------|---------|
| 前静息阶段         | 平均值             | 5.29  | 2-4μV   |
|               | 变异性             | 0.71  | <0.2    |
|               | 快速收缩时间          | 0.20  | <0.5s   |
| 快肌 (H类肌) 测试阶段 | 最大值             | 59.20 | 35-45μV |
|               | 快速收缩时间          | 0.20  | <0.5s   |
|               | 平均值             | 13.64 | 30-40μV |
| 慢肌 (I类肌) 测试阶段 | 变异性             | 0.37  | <0.2    |
|               | 平均值             | 17.15 | 25-35μV |
|               | 变异性             | 0.56  | <0.2    |
| 耐力测试          | 后 10 秒/前 10 秒比值 | 3.12  | 0.8-1.0 |
|               | 平均值             | 3.43  | 2-4μV   |
|               | 变异性             | 0.24  | <0.2    |

盆底肌内表面肌电




报告解读摘要说明:

治疗前:评估结果显示患者盆底功能障碍性疾病特征明显,建议尽快进行盆底康复治疗

| 阶段            | 指标              | 测试值   | 参考值     |
|---------------|-----------------|-------|---------|
| 前静息阶段         | 平均值             | 3.02  | 2-4μV   |
|               | 变异性             | 0.11  | <0.2    |
|               | 快速收缩时间          | 0.21  | <0.5s   |
| 快肌 (H类肌) 测试阶段 | 最大值             | 47.00 | 35-45μV |
|               | 快速收缩时间          | 0.20  | <0.5s   |
|               | 平均值             | 37.36 | 30-40μV |
| 慢肌 (I类肌) 测试阶段 | 变异性             | 0.33  | <0.2    |
|               | 平均值             | 37.52 | 25-35μV |
|               | 变异性             | 0.30  | <0.2    |
| 耐力测试          | 后 10 秒/前 10 秒比值 | 1.59  | 0.8-1.0 |
|               | 平均值             | 5.71  | 2-4μV   |
|               | 变异性             | 0.16  | <0.2    |

盆底肌内表面肌电



报告解读摘要说明:

治疗后:评估结果达标

根据评估数值,自动推荐个性化治疗方案

02



03

支持四种训练模式:神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激、kegel模板训练、多媒体生物反馈训练

通过刺激肌肉群,使其产生被动收缩或自主收缩,从而改善肌肉力量和活动能力,缓解肌肉痉挛和疼痛。

神经肌肉电刺激

用肌电信号作为触发电刺激的信号。当肌肉收缩时,会产生肌电信号,通过采集这些信号,可以控制电刺激的输出,从而触发肌肉的收缩。

肌电触发电刺激

通过自主的、反复的盆底肌肉群收缩和舒张,增强盆底肌张力、恢复松弛的盆底肌。

kegel模板训练

将采集到的盆底肌表面肌电信号转化成动画、游戏等多媒体信号。

多媒体生物反馈训练



支持医生随时管理患者和为患者制定个性化的治疗方案,也可按需调整治疗处方。

04



生物反馈电刺激治疗仪ESA-F01

产品介绍

BIOLOGICAL FEEDBACK ELECTRICAL STIMULATION THERAPY DEVICE ESA-F01

双机协同版

- 适用于单人常规项目治疗或
- 双人单通道治疗
- 表面肌电评估和评估报告
- 盆底康复治疗
- 产后康复治疗
- 直肠康复治疗
- 疼痛康复治疗
- 术后快速康复治疗



生物反馈电刺激治疗仪ESA-F01

专用耗材

BIOLOGICAL FEEDBACK ELECTRICAL STIMULATION THERAPY DEVICE ESA-F01

- ◎ 独立注册证
- ◎ 高强度防水
- ◎ 人体工学设计
- ◎ 生物兼容性设计





盆底康复

盆底保养 | 膀胱过度活跃 | 肌肉松弛 | 盆底疼痛 | 脏器脱垂

尿失禁

压力性尿失禁 | 急迫性尿失禁 | 混合型尿失禁 | 尿潴留

乳房综合保养

乳房保养 | 促进泌乳 | 乳腺疏通 | 胸部塑型 | 乳腺增生 | 生理性大涨奶

直肠康复

大便失禁 | 功能性便秘 | 前列腺疼痛 | 性功能障碍 | 肛门直肠痛 | 膀胱多动症 | 肠易激综合征 | 盆底失弛缓综合征

疼痛

痛经 | 肩颈疼痛 | 肌肉酸痛 | 腰背痛综合治疗

产后疼痛

产后宫缩痛 | 产后伤口痛 | 耻骨联合分离 | 坐骨神经痛 | 镇痛

腹直肌分离

腹直肌分离 | 腹内斜肌训练 | 腹外斜肌训练 | 腹横肌训练

人流术后

人流术后镇痛 | 人流术后子宫恢复 | 人流术后子宫内膜恢复 | 人流术后卵巢恢复 | 人流术后月经过少

子宫复旧

子宫复旧 | 子宫复旧-产后2小时 | 子宫复旧-产后42天

生殖康复

卵巢保养 | 子宫内膜增厚 | 卵巢修复 | 慢性盆腔炎 | 反复性阴道炎 | 促进血液循环

肠胃保养

术后尿潴留 | 术后快速康复/胃肠排气 | 术后排气 | 促进肠道蠕动

吞咽困难治疗

吞咽困难治疗



扫码添加客服企业微信

广州圆爱康生物科技有限公司

020-84215665 13902332905

广东省广州市天河区华夏路富力盈信大厦12楼