

全周期康复“神器”



BIOLOGICAL FEEDBACK ELECTRICAL STIMULATION THERAPY DEVICE ESA-S01

生物反馈电刺激治疗仪 ESA-S01

生物反馈电刺激治疗仪ESA-S01

BIOLOGICAL FEEDBACK ELECTRICAL STIMULATION THERAPY DEVICE ESA-S01

智能生物反馈协同治疗仪是一款生物反馈电刺激治疗设备。由一台管理主机，协同管理多台治疗设备,完成多项目、多人、多部位治疗的生物反馈电刺激治疗仪。

01


支持精准评估，采用国际标准的表面肌电评估方式(有正常对照值)

盆底肌电评估

- ① 标准化全面评估盆底肌功能
- ② 评估全程语音与模板同时提示
- ③ 评估后自主生成评估报告和流程化治疗方案

阶段	指标	测试值	参考值
前静息阶段	平均值	5.29	2-4μV
	变异性	0.71	<0.2
	快速收缩时间	0.20	<0.5s
快肌（Ⅱ类肌）测试阶段	最大值	59.20	35-45μV
	快速收缩时间	0.20	<0.5s
	平均值	13.64	30-40μV
慢肌（Ⅰ类肌）测试阶段	变异性	0.37	<0.2
	平均值	12.15	25-35μV
	变异性	0.55	<0.2
耐力测试	后 10 秒/前 10 秒比值	3.12	0.8-1.0
	平均值	3.43	2-4μV
	变异性	0.24	<0.2

盆底肌表面肌电图




报告解读说明:

治疗前:评估结果显示患者盆底功能障碍性疾病特征明显,建议尽快进行盆底康复治疗

阶段	指标	测试值	参考值
前静息阶段	平均值	3.02	2-4μV
	变异性	0.11	<0.2
	快速收缩时间	0.21	<0.5s
快肌（Ⅱ类肌）测试阶段	最大值	47.00	35-45μV
	快速收缩时间	0.20	<0.5s
	平均值	37.36	30-40μV
慢肌（Ⅰ类肌）测试阶段	变异性	0.33	<0.2
	平均值	37.62	25-35μV
	变异性	0.30	<0.2
耐力测试	后 10 秒/前 10 秒比值	1.59	0.8-1.0
	平均值	5.71	2-4μV
	变异性	0.16	<0.2

盆底肌表面肌电图



报告解读说明:

治疗后:评估结果达标

根据评估数值,自动推荐个性化治疗方案

02



03

支持四种训练模式:神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激、kegel模板训练、多媒体生物反馈训练

通过刺激肌肉群,使其产生被动收缩或自主收缩,从而改善肌肉力量和活动能力,缓解肌肉痉挛和疼痛。

神经肌肉电刺激

用肌电信号作为触发电刺激的信号。当肌肉收缩时,会产生肌电信号,通过采集这些信号,可以控制电刺激的输出,从而触发肌肉的收缩。

肌电触发电刺激

通过自主的、反复的盆底肌肉群收缩和舒张,增强盆底肌张力、恢复松弛的盆底肌。

kegel模板训练

将采集到的盆底肌表面肌电信号转化成动画、游戏等多媒体信号。

多媒体生物反馈训练

支持医生随时管理患者和为患者制定个性化的治疗方案,也可按需调整治疗处方。

04

生物反馈电刺激治疗仪ESA-S01

产品介绍

BIOLOGICAL FEEDBACK ELECTRICAL STIMULATION THERAPY DEVICE ESA-S01

四机协同版

单人综合治疗项目：
腹直肌综合治疗项目、腰背痛综合治疗项目：
双人乳腺等多通道项目同步治疗等、腹直肌综合治疗、
腹直肌分离治疗、腹横肌治疗、
腹斜肌治疗同步进行，
同一时间段单人多项目同时进行，省时效果好



生物反馈电刺激治疗仪ESA-S01

专用耗材

BIOLOGICAL FEEDBACK ELECTRICAL STIMULATION THERAPY DEVICE ESA-S01

- ◎ 独立注册证
- ◎ 高强度防水
- ◎ 人体工学设计
- ◎ 生物兼容性设计



盆底康复

盆底保养 | 膀胱过度活跃 | 肌肉松弛 | 盆底疼痛 | 脏器脱垂

尿失禁

压力性尿失禁 | 急迫性尿失禁 | 混合型尿失禁 | 尿潴留

乳房综合保养

乳房保养 | 促进泌乳 | 乳腺疏通 | 胸部塑型 | 乳腺增生 | 生理性大涨奶

直肠康复

大便失禁 | 功能性便秘 | 前列腺疼痛 | 性功能障碍 | 肛门直肠痛 | 膀胱多动症 | 肠易激综合征 | 盆底失弛缓综合征

疼痛

痛经 | 肩颈疼痛 | 肌肉酸痛 | 腰背痛综合治疗

产后疼痛

产后宫缩痛 | 产后伤口痛 | 耻骨联合分离 | 坐骨神经痛 | 镇痛

腹直肌分离

腹直肌分离 | 腹内斜及训练 | 腹外斜肌训练 | 腹横肌训练

人流术后

人流术后镇痛 | 人流术后子宫恢复 | 人流术后子宫内膜恢复 | 人流术后卵巢恢复 | 人流术后月经过少

子宫复旧

子宫复旧 | 子宫复旧-产后2小时 | 子宫复旧-产后42天

生殖康复

卵巢保养 | 子宫内膜增厚 | 卵巢修复 | 慢性盆腔炎 | 反复性阴道炎 | 促进血液循环

肠胃保养

术后尿潴留 | 术后快速康复/胃肠排气 | 术后排气 | 促进肠道蠕动

吞咽困难治疗

吞咽困难治疗



扫码添加客服企业微信

广州圆爱康生物科技有限公司

☎ 020-84215665 13902332905

📍 广东省广州市天河区华夏路富力盈信大厦12楼