

阴道电极

适配圆小洪生物反馈电刺激治疗仪

搭配主机使用，轻松解决盆底肌问题

唤醒盆底肌，重塑年轻态

推荐使用人群

想要提高生活质量的
女性

盆底肌松弛女性
产后女性
围绝经期女性

深受盆底疾病困扰的
患者

尿失禁、大便失禁者
盆腔器官脱垂患者
盆底痛、性生活疼患者

术后出现盆底并发症的
患者

盆腔肿瘤术后
盆底重建术后
子宫切除术后



使用步骤

—




① 清洗双手




② 使用连接线连接主机、探头和防干扰电极片



③ 温水润滑探头



④ 仰卧120°




⑤ 链接探头放入体内，注意探头金属片贴在大腿两侧



⑥ 防干扰电极片黏贴在髂前上棘



⑦ 长按开机



⑧ 身体平躺，双腿放平张开与肩同宽




⑨ 开始训练

训练结束



⑩ 长按关机



⑪ 拔出探头



⑫ 清洗探头



⑬ 清洗双手

注：每次使用产品后，记得取出治疗设备主机内的电池